

lehátko

RS110

s pevnou výškou,
dvoudílná ložná plocha



*Ilustrační obrázek
lehátka s výškou 75 cm*

Účel použití

Rehabilitační a vyšetřovací lehátko RS110 je určeno k používání pro pacienty rehabilitačních zařízení, slouží k provádění fyzioterapie za nepřetržitého dohledu zdravotnického personálu. Dále je určeno jako vyšetřovací lehátko pro ambulance. Vyhovuje i pro masáže a lázeňské procedury. Je vhodné pro ambulance praktických lékařů a odborných lékařů ke klinickému a fyzikálnímu vyšetření i pro místnosti 1. pomoci. Lehátko lze použít i při drobných chirurgických zákrocích.

Jedná se o zdravotnický prostředek (ZP) klasifikační třídy I nesterilní, neměřící.

Určení pacienta u Lehátka RS110

Pro pacienty s hmotností ≥ 40 kg, s výškou ≥ 146 cm, s BMI ≥ 17 a jejichž hmotnost nepřekročí bezpečné provozní zatížení.

Popis lehátka ve standardním provedení

- Pevná kovová konstrukce
- Dvoudílná ložná plocha s podhlavníkem 64 cm
- S otvorem pro obličej
- Omyvatelná, otěru odolná a dezinfikovatelná koženka
- Výběr barvy konstrukce a koženky dle vzorníku

Technické parametry

- Rozměr ložné plochy 68 cm x 195 cm
- Výška k vršku čalounění 60 nebo 75 cm
- Délka podhlavníku 64 cm
- Naklopení podhlavníku 0° až $+ 60^\circ$, nadlehčení pomocí plynové pružiny
- Tloušťka čalounění 4 cm (2 cm pojený tužší molitan + 2 cm měkký PUR molitan)
- Maximální hmotnost pacienta 180 kg
- Maximální zatížení lehátka 184 kg
- Hmotnost lehátka 35 kg

Bezpečnostně technická kontrola (BTK): se provádí po 4 letech na základě vaší objednávky



ROUSEK s.r.o.
Zborovská 435 - sídlo firmy a fakturační adresa
Nádražní 443 - kancelář ukázková místnost
Nádražní 219 - výroba a expedice
549 01 Nové Město nad Metují



www.rousek.eu
rousek@rousek.eu
+420 491 470 767

Verze 7/2021

Varianty a volitelné příslušenství

Varianty Lehátka RS110:

- s otvorem pro obličej (včetně krytky),
- bez otvoru pro obličej,
- rozměr ložné plochy 68 x 195 cm,
- rozměr ložné plochy 76 x 195 cm,
- lze vyrobít v délce ložné plochy 180 cm,
- výška 60 cm nebo 75 cm.

Příslušenství Lehátka RS110:

- držák na roli papírové podložky pod podhlavníkem,
- nasouvací nerezové nohy ve tvaru H – viz obrázek.

Obrázky volitelných možností

Držák na roli zdravotnické papírové podložky o šíři max. 60 cm
Nerezové nohy




Držák na papírovou roli.



Vzorník barev konstrukce



RAL 9003



RAL 1015



RAL 5012



RAL 5014



RAL 7035



RAL 1021




RAL 3020



RAL 6019

Vzorník koženky pro Lehátko RS110

Koženky Pandoria Plus řada 20



20P47 světle béžová



20P54 limetková




20P55 ledová



20P57 kukuřicová



20P74 modrá



20P79 třešňová

Vzorník koženky Pandoria plus řada 30 - příplatek 1.000,- Kč bez DPH / lehátko



splňuje lékařský standard
fulfills medical standard
erfüllt Medizinproduktegesetz
DIN EN ISO 10993-5+10



antibakteriální, antimikrobiální
antibacterial, antimicrobial
antibakteriell, antimikrobiell



odolná olejům a tukům
resistant to oil and fat
öl- und fettbeständig



odolná proti oděru
abrasion resistant
abriebfest
DIN EN ISO 5470-2:
> 300 000 Martindale



odolná proti roztržení
tear resistant
reißfest



odolná dezinfekčním prostředkům
disinfectant resistant
desinfektionsmittelbeständig



odolná proti potu, krvi a moči
resistant to sudor, blood and urine
schweiß-, urin- und blutbeständig



snadno se čistí
easy to clean
pflegeleicht



stálobarevná
lightfast
lichtecht



dlouhá životnost
long-lasting
langlebig



veganské složení
vegan
vegan



snížená hořlavost
flame protection
schwer entflammbar
NF M2, BS 5852 IS-0+1,
DIN 4102 (Part 1, B2),
DIN EN 1021 1+2,
MVSS 302